

**FICHE TECHNIQUE**  
**STATION LAVE ŒIL 2 x 500 ml**

□ **ASEP STATION LAVE ŒIL 2 x 500 ml**

Réf. : ASEP STATION LAVE ŒIL 2 x 500 ml

Code article : 820 52 01



**Composition :**

2 laves œil 500 ml de solution ophtalmique  
1 support pour fixation murale avec miroir et notice d'utilisation

**Caractéristiques :**

- Le Sérum Physiologique répond à la nécessité d'un lavage de surface. Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire. Sa formule correspond à notre liquide ophtalmique naturel (Solution stérile avec 0,9% de chlorure de sodium).
- Les flacons de 500 ml ont été développés pour un rinçage facile et efficace des yeux. La forme ergonomique du capuchon permet un rinçage direct et évacue le liquide après le rinçage de l'œil.
- Léger et peu encombrant.
- Facilement identifiable
- Utilisation simple avec une notice sur le flacon et prêt à l'emploi.
- Permet une action rapide.
- Péréemption : 3 ans

**USAGE UNIQUE**

- Code EAN : 5701684469415
- Code Douanier : 3.307.9000

**Dimensions** : 23 x 30 x 8 cm

**Poids** : 1.4 kg

**Recharge seule :**

- Lave œil 500 ml, Réf. 820 52 61



\* \* \* \* \*